

Automatisk energetisk meridian-testing og terapi:

## **Fremtiden er her!**

Forestill deg at man kunne teste alle kroppens ubalanser og oppdage stress på et par minutter! De fleste sykdommer er forårsaket av ubalanse, og med disse data ville man kunne få en helse rapport og dermed rask stille diagnose.

• Av Bertil Weyde

Allergier, organer og mangler har i mange år blitt testet og behandlet med punktsonde. Sonden settes inn på akupunkturpunkter i en tidkrevende og tungvint prosess. Det er også påvist at terapeuten har stor innvirkning på testresultatet. Hva om vi kunne unngå disse besværlighetene og komme frem til et raskere, mer pålitelig resultat? Og at basert på disse resultatene kunne vi fått en automatisk og trygg terapi for å rette opp ubalanser og forebygge stress?

### Elektronisk fingeravtrykk

Det er mulig å erstatte de fysiske legemidlene i flasker som brukes i punktsonde-metoden med middelets energi-avtrykk. Det er allerede bevist at kroppen kun trenger dette avtrykket for å skille mellom ønskede og uønskede stoffer, uten å bruke stoffet i seg selv. Alt og alle – både levende og død – har energifelter. Energifeltene til levende ting er mye mer komplekse, og består av flere frekvenser som kan analyseres gjennom kjente matematiske metoder. Hovedfrekvensen kalles resonansfrekvensen, og denne er velkjent innenfor reaksjonsevne-testing. Hele boken er skrevet om resonansfrekvensen til forskjellige organer, vitaminer og lignende. Hulda Clark har skrevet en fortegnelse over resonansfrekvensen til bakterier, sopp, mark osv. Men resonansfrekvensen er bare en del av energi-signalet. For å få et fullstendig bilde av energifeltet må man få med de andre frekvensene også. William Nelson er en vitenskapsmann som analyserte det fullstendige 3D-signalet. Han oppfant en metode for å overføre energifelter til minne på computer. På denne måten har han overført energifeltene til over 8000 testobjekter, slik som homøopatiske remedier, organer, vitaminer, enzymer, mineraler og annet. Spørsmålet er da; hvordan overfører vi signalene lagret på computeren til kroppen for å få den ønskede reaksjon? Gjennom en

manuell punktsonde? Dette er ikke ideelt, fordi vi vet at det er for tidkrevende og at terapeuten har for stor innvirkning på resultatet. Men finnes det andre måter?

### Meridianpunktene

Hvorfor ikke unngå punktsondering? Igjen er det William Nelson som har patentert en metode hvor man kan nå alle akupunkturpunktene gjennom meridianpunkter i håndledd og ankler. Hvorfor bruke tid på å finne alle akupunkturpunktene når man kan nå dem gjennom meridianpunktene? Punktene nås enkelt ved å koble en computer til meridianpunktene med ledende gummistrikker. I klassisk akupunktur brukes to av kroppens ytterpunkter – hvor energistrømmer er klarest – til måling. Pulsen måles rett over begge håndledd. Koreanerne (ved Rodaru) oppdaget at håndledd og ankler viste overlegne målinger av reaksjonsevner, et prinsipp den omfattende forskningen bak QXCI har bekreftet.

For å optimalisere signalkvaliteten skaper systemet et 3D interface gjennom flere punkter på håndledd, ankler og panne. Programmet kan da foreta en statistisk analyse og minimere feilmarginen i hastigheter mellom hundredels og totusendels sekunder.

De fleste sonder er endimensjonale; de måler bare motstand (ledningsevne). Dette er et av energifeltets tre egenskaper. De andre to er strømstyrke (ampere) og spenning (volt).

En persons høyde, bredde eller dybde vil kunne si oss noe om den personens kropp. Et bilde er todimensjonalt og vil gi oss en idé om den tredje, manglende dimensjonen. Men et hologram (3D) vil virkelig kunne fremstille et objekt med nøyaktighet. En veldig fascinerende bonus med et hologram er at hvis man mister hologrammet og det knuses i tusen biter, kan man fortsatt gjenskape det kom-



plette hologrammet med hver av bitene.

Et elektromagnetisk felt er definert av tre egenskaper, som sammen skaper en trivektor: motstand, strømstyrke og spenning. Dermed får man bare en tredjedel av bildet hvis man kun måler motstand. Levende cellers elektroniske fingeravtrykk er tredimensjonale og veldig komplekse. Derfor er det nødvendig å bruke mange parametre for å identifisere et objekt, og hvert objekt har et særegent avtrykk.

Når vårt biologiske system mottar stimulus, reagerer det på om lag et hundredels sekund. Målinger bør baseres på denne intervallen for å sikre at det er den primære reaksjonen, den første fasen, som måles. Hvis stimuleringen vedvarer, som for eksempel med en punktsonde, begynner kroppen å tilpasse seg fremmedobjektet og reaksjonstypen endres. Denne type reaksjon er et svar på det kroppen ser som en vedvarende tilstedeværelse.

Et godt eksempel på dette finnes i våre refleks-handlinger: hvis vi berører en varm stekeplate med hånden, vil vi umiddelbart trekke den til oss. Det hele går veldig, veldig fort. Hvis kontakten mellom hånd og plate ikke brytes, vil vi oppleve en annen reaksjonsfase, nemlig tilpasning. I dette eksempelet vil huden vår forandre seg; den begynner å brenne. Reaksjonen er annerledes, meldingene forskjellige. Hvis stimulansen fjernes, vil systemet/kroppen sannsynligvis fortsatt være varsom en stund, men vil gradvis trappe ned fra full alarm og rødt lys til oransje og så til gult. Det kan ta litt tid å komme helt tilbake til grønt lys; kroppen må bruke tid på å avlyse nødmobiliseringer og andre reaksjoner som ble satt i sving. For eksempel må kanskje stoffer produseres for å lamme aktiverte hormoner og begynne helbredelsen.

### Den digitale alder

Digital TV startet i Storbritannia i 98/99, som en klarere måte å sende og motta bilder på, med

mindre feil og forstyrrelser enn dens analoge forgjenger. Bildet er skarpere og inneholder mer informasjon, på samme måte som en digital klokke inneholder mer informasjon enn en analog klokke.

Datamaskiner opererer digitalt. De har to stillinger (et binært system): 0 og 1, som brukes til lagring og behandling av informasjon. Forandringen fra 1 til 0 og omvendt er et kvantesteg. Informasjon fra vår kropp er tilgjengelig i både analog og digital form. Dermed kan informasjon som hentes fra kroppen leses i analog eller digital form. Hvis den leses i analog form, må den deretter konverteres til digital form for å kunne benytte seg av datamaskinens prosesseringskraft. Analoge til digitale interfase koster dyrt, og må kunne jobbe begge veier (ved å sende signaler til kroppen og lese retursignalene) samtidig som de forringer kvaliteten og riktigheten på signalet. Digital kommunikasjon er direkte, med alle de fordeler det medfører.

### Biologisk reaksjonshastighet

Som vi har sett kan vi reagere veldig raskt på en homøopatisk og bestemt (forstyrrende elektromagnetisk felt) stimulus. Stimulus behøver bare å opprettholdes i et hundredels sekund, så man kan kjøre tusenvis av tester på få minutter, forutsatt at man bruke en datamaskin til å måle de raske reaksjonene. Det går faktisk så fort at hele det 8000-moment lange programmet ikke engang stresser kroppen inn i den første alarm- og reaksjons-fasen. Mange elektro-dermale apparater opprettholder stimulus i flere sekunder, og mister derfor presisjon i det tilpasningsfasen blir koblet inn. En omfattende prøve med punktsonde kan bety to timer og opp til 100 sonderinger på 10 sekunder hver. Kroppen reagerer på slik behandling og dette berører resultatene.

Nål-akupunktur har lang tradisjon. Hvis vi kan nå alle akupunkturpunktene i kroppen gjen-



Med det elektrofysiologiske QXCI og SCIO-systemet kan man utføre mange forskjellige typer terapi.

- nom meridianpunktene, kan vi gi terapeutisk elektroakupunktur direkte fra datamaskinen. Et vanskelighetsmoment er å vite når kroppen har fått nok og terapien bør avsluttes. En metode er å måle den reflekterte energien under terapien. På denne måten kan datamaskinen programmeres til å avslutte når kroppen ikke trenger mer terapi. Dermed blir terapien veldig trygg, effektiv og skreddersydd for hver enkelt pasient. Med bruk av slik 'fuzzy logic' feedback system er terapesignalet kontinuerlig tilpasset pasientens respons. 'Fuzzy logic'-baserte tilpasningssystemer er i vid bruk i verden i dag: i vannbehandling, industrielle prosesser etc. Det er det nærmeste vi kommer den vidunderlige måten naturen tilpasser seg det rundt den. Det er implisitt i kaosteori, verktøyet brukt til å forutsi naturens respons til hendelser. Mange motstandsbaserte enkelt-kanal-systemer har ikke en slik tilpasningsfunksjon, og kan dermed bare anslå et optimalt nivå for terapien begynner. En annen bonus med feedbacksystemet er at man kan kjøre en rekke med før-programmerede sekvenser, hvor de som ikke har noen effekt automatisk vil bli hoppet over når systemet får tilbakemelding om dette. Dette automatiserer og optimaliserer terapi-programmet.

Med det elektrofysiologiske QXCI og SCIO-systemet kan man utføre mange forskjellige typer terapi. Noen eksempler: Rife Technique eller Autofrekvenssystem er et system som automatisk stimulerer og harmoniserer pasientens polaritets-forstyrrelse. Trivektor er en unik metode som automatisk filtrerer kroppsfrekvenser (på samme måte som Bicom og Mora-apparatene) og så justerer Tri-vektor feltet til presise kapasiteter for optimal helse. Scalar-programmet opererer i hormon/endokrin og chakra-systemet. Elektroakupunktur/Meridian, et velkjent system som balanserer meridianpunktene ved å justere dem med harmoniske frekvens-teknikker. Spinal Energetic kan korrigere forstyrrelser i hver ryggvirvel og tilknyttede organer, så vel som NEC-linken.

## Automatisk energetisk terapi

Basert på undersøkelser ved en rekke sykehus i USA, er tradisjonell diagnostikk gjennomsnittlig ca 30% nøyaktig, med de laveste tallene på 5 prosent og de høyeste på 45 prosent.

Undersøkelser viser at elektroakupunktur (EAV)/ elektrodermal (EDS) ligger på omlag 65 prosent og automatisert energetisk meridian testing omlag 85 prosent (nyere undersøkelser viser at EDS-testing ikke korrelerer hvis operatøren ikke visste hva han testet). Disse testene var basert på begrensede prøver for mineralmangel, bakterie og sopp-infeksjoner, organfeil, binyre og skjoldbrusk-mangler og allergier. En meget omfattende britisk undersøkelse ble foretatt etter den store aluminium sulfat-forurensningen i vannforsyningen i Camelford, og resultatene viser veldig sterk sammenheng mellom hårmineral-analyse, synlige effekter og automatisert energetisk meridian-testing indikatorer. I tillegg har balansering av spenning i kroppen oppnådd imponerende resultater, som for eksempel i forbedringer i degenerative, reumatologiske, neurologiske og psykiske lidelser.

## Konklusjon

Vi står ved begynnelsen på en ny epoke. Kjemiske medisiner kan i mange tilfeller bli helt og fullt erstattet av elektrisk behandling. En levende celled tilstand kan analyseres elektrisk, og ofte kan full helse gjenopprettes med øyeblikkelig effekt gjennom elektrisk behandling. Ved å automatisk måle nesten alle kroppens ubalanser kan vi raskt og effektivt få et komplett bilde av en persons fysiske og psykiske helse. Den mest effektive tidlige diagnose av sykdom er vår underbevissthet. Siden en måling av våre ubalanser er en måling av denne underbevisstheden, er dette en veldig effektiv måte å stille diagnose på. Vårt immunsystem er veldig følsomt for alt som kan forårsake skade på kroppen. Selv et håndtrykk med en syk person kan være nok til å skape en reaksjon som i dag kan oppdages.

Med dette datastyrte energetiske medisiner interphase, The Quantum Xrroid Interface System utviklet av Professor William Nelson, blir tester utført, resultater analysert og behandling automatisk foreslått. Behandlingen er helt trygg, fordi de bruker et autofokus biofeedback-system som er selvkorrigerende og justerende og derfor sikret mot overbehandling. Pasientens bevisste kroppsspenning kan behandles på tusendels sekunder. Underbevisstheden kan styre sin egen terapi. ■

*Bertil Weyde studerte elektroteknikk ved det kongelige institutt i Stockholm og har en avsluttet universitetsutdannelse i elektronikk (Master of Science). Han har vært toneangivende ved utviklingen av forskjellige elektroniske prosjekter innenfor medisin i Los Angeles og Paris. Han har i noen år hatt et intensivt samarbeide med professor Bill Nelson, oppfinneren av QX-systemet. Han er ansvarlig for distribusjonen av QX Ltd.-produktene i Skandinavia og Frankrike, med egne kontorer i Nice og Stockholm. E-mail: bertil.weyde@wanadoo.fr.*